

L'aero 650 est un matelas composé de 17 cellules de 13cm de haut, reposant sur un sous matelas de 6cm, formant un matelas complet de 19cm de hauteur. Ce matelas est particulièrement adapté aux EHPAD, HAD et MAD .



---

L'aero 650 répond parfaitement aux exigences des établissements de soins ayant en charge la prévention et le traitement de l'escarre pour des patients à moyen risque (stade 1 et 2) d'un poids maxi de 150kg.

Sa pompe, simple d'utilisation, est complètement silencieuse et fonctionne en mode alterné à raison d'un tube sur deux. Son cycle d'alternance de 10 minutes entraîne une diminution des pressions d'interface aux différents points d'appuis. La pompe est réglée manuellement par les soignants (variateur confort/poids en façade).

Les cellules micro ventilées situées dans la partie médiane du support permettent de réduire considérablement les effets de sudation. Sa housse en polyuréthane et nylon est perméable à l'air et imperméable aux liquides. Entièrement déhoussable, elle est lavable en machine.